



วิธีการใช้งาน

- ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA สองก้อน ในช่องใส่แบตเตอรี่และปิดฝาแบตเตอรี่
- กดปุ่มที่ปลายอุปกรณ์ตั้งรูป
หมายเหตุ: ในขณะที่การตรวจวัด ให้วางอุปกรณ์หงายขึ้น
- นำนิ้วหนึ่งนิ้วสอดเข้าไปในช่องที่เปิดออกให้สุด ก่อนปล่อยมือที่บีบปลายอุปกรณ์ออก
- กดปุ่มสวิตช์ที่แผงด้านหลัง 1 ครั้ง (สำหรับรุ่น YX300/YX301/YX502/YX306/YX310) อุปกรณ์จะเริ่มการตรวจวัดเมื่อสอดนิ้วและปล่อยมือที่บีบปลายอุปกรณ์ออก (สำหรับรุ่น YX102/YX103/YX110)
- อย่าขยับขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงาน เนื่องจากอุปกรณ์จะทำงานได้ดีในขณะที่มีนิ้วไม่เคลื่อนไหว
หมายเหตุ: สำหรับการใช้งานหลังจากหยุดชะงักเป็นเวลานาน ให้อ้างอิงกับขั้นตอนการทำงานของผลิตภัณฑ์
- อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน้าจอแสดงผล



การติดตั้งแบตเตอรี่ (สำหรับ YX306 ดังภาพ)

- ถอดฝารอบแบตเตอรี่ออกในแนวนอน
 - ใส่แบตเตอรี่ AAA สองก้อนลงในช่องใส่แบตเตอรี่ตามข้อที่ถูกต้องแล้วปิดฝารอบ
หมายเหตุ: ขั้วแบตเตอรี่ต้องถูกต้อง มิฉะนั้น อุปกรณ์อาจเกิดความเสียหายได้
- ถอดแบตเตอรี่ออกหากไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน
- วิธีการติดตั้งภาพประกอบ
⚠️ ถอดแบตเตอรี่ออกหากไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน เพื่อป้องกันความเสียหายเนื่องจากการรั่วไหลของแบตเตอรี่
⚠️ ห้ามใช้แบตเตอรี่ใหม่และเก่าร่วมกัน แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ไม่ควรใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้



วิธีการใส่สายคล้อง (สำหรับรุ่น YX306 ดังภาพ)

- สอดปลายเชือกคล้องเข้าไปในรูเขวน
- ร้อยปลายเชือกคล้องด้านที่หน้าผ่านปลายอีกข้างและดึงให้แน่น
- วิธีการติดตั้งภาพประกอบ



การบำรุงรักษาและการจัดเก็บ

ในการใช้งานปกติ ไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันและบำรุงรักษาเป็นพิเศษ เมื่อใช้งาน ได้โปรดให้ความสนให้กับประเด็นต่อไปนี้:
ข้อควรระวัง: ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงรังสีอินฟราเรดที่รุนแรงหรือรังสีอัลตราไวโอเลต
ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงไอรอกแห้งจากตัวทำลายอินทรีย์, ฝุ่น และก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
สถานะที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งและการจัดเก็บ:
อุณหภูมิ: -20 °C ถึง 55 °C
ความชื้นสัมพัทธ์: ≤93%, ไม่มีควมควบแน่น
ความกดอากาศ: 500 hPa ถึง 1060hPa
ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่แห้งตลอดเวลา ความชื้นอาจส่งผลต่ออายุการใช้งานและความเสียหายที่ก่อให้เกิดกับสินค้า

วิธีทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ กรุณาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามวิธีการดังต่อไปนี้
คำเตือน:
1. ห้ามแช่อุปกรณ์ในของเหลว
2. ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อหลังการใช้งานทุกครั้งหรือตามนโยบายของโรงพยาบาลของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายระยะยาว
3. ห้ามใช้สารทำความสะอาด/สารฆ่าเชื้ออื่น ๆ นอกเหนือจากที่แนะนำ!
4. ตัวเซ็นเซอร์ไม่ได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในระหว่างการทดสอบ
5. หลีกเลี่ยงการใช้โลหะ เช่น แปรงลวดเหล็ก หรือวัสดุขัดถู ซึ่งจะทำให้หน้าจอเสียหายได้

วิธีการทำความสะอาด
สารทำความสะอาดที่แนะนำให้ใช้: น้ำ

- ปิดเครื่องและถอดแบตเตอรี่ออก
- ทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำ
- หลังจากทำความสะอาดแล้ว ให้เช็ดน้ำออกด้วยผ้านุ่ม
- วางทิ้งไว้รอให้แห้ง

น้ำยาทำความสะอาดในโรงพยาบาลและน้ำยาซักผ้าที่ไม่กัดกร่อน สามารถใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ได้ กรุณาให้ความสนให้กับน้ำยาทำความสะอาดที่เจือจางก่อนใช้งาน โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต หลีกเลี่ยงการใช้สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของเอทานอล อะมิโนหรืออะซิโตน และควรรักษาอุปกรณ์จากมลภาวะทางฝุ่น โดยใช้ผ้านุ่ม หรือสารทำความสะอาดด้วยฟองน้ำชนิด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีของเหลวเข้าไปในอุปกรณ์
วิธีฆ่าเชื้อ
สารฆ่าเชื้อที่แนะนำ ได้แก่ เอทานอล 70% ไฮโซโพรพานอล 70%
1. ปิดเครื่องและถอดแบตเตอรี่ออก
2. ทำความสะอาดตามคำแนะนำข้างต้น
3. ฆ่าเชื้อด้วยผ้านุ่มชุบสารฆ่าเชื้อที่แนะนำ
4. หลังจากการฆ่าเชื้อ เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหลือ ด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ
5. วางทิ้งไว้รอให้แห้ง

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและวิธีแก้ไข

⚠️ ข้อควรระวัง: เฉพาะเจ้าหน้าที่บำรุงรักษามีอาชีพเท่านั้นที่สามารถเปิดเครื่องภายในได้ ไม่มีชิ้นส่วนภายในใดที่ต้องเปิดโดยผู้ใช้งาน
หากคุณไม่แน่ใจว่าเครื่องทำงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำหรือไม่ โปรดใช้วิธีอื่นเพื่อตรวจสอบชีพจรของผู้ป่วย และเทียบผลกับเครื่องที่ได้ผลเหมือนกันหรือไม่
⚠️ หมายเหตุ: ห้ามสาด เทของเหลวใด ๆ ลงในเครื่องวัดออกซิเจนและอุปกรณ์ต่อพ่วง สวิตช์และตัวเชื่อมต่อซึ่งอาจทำให้เครื่องวัดออกซิเจนเสียหายได้

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข
หน้าจอล้มแสดง SpO ₂ หรือ อัตราการเต้นชีพจร	สอดนิ้วเข้าไปไม่ถูกต้อง ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งาน	ลองทำการวัดใหม่ ลองทำซ้ำหลาย ๆ ครั้ง หากยังพบปัญหาอยู่ ให้ไปโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจ SpO ₂ หรือ อัตราการเต้น ชีพจร
จอแสดงค่า SpO ₂ หรือ อัตราการเต้นชีพจร ไม่เสถียร	ขยับนิ้วหรือเพ้นท์เล็บ สอดนิ้วเข้าไป ไม่ล็อกพอ นิ้วของผู้ใช้งานมีการขยับ	ล้างขยับนิ้วหรือเพ้นท์เล็บออกและทำการวัดใหม่ ลองสอดนิ้วเข้าไปใหม่และทำการวัดใหม่ อย่าขยับนิ้วขณะวัด
ไม่สามารถเปิดเครื่องได้	แบตเตอรี่หมด ใส่แบตเตอรี่ที่ผิด เครื่องอาจเสีย	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ใส่แบตเตอรี่ใหม่ให้ตรงขั้ว ติดต่อแผนกบริการลูกค้าเพื่อทำการซ่อมบำรุง
ไฟแจ้งเตือนสถานะดับ	เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีนิ้วสอดเข้า มาประมาณแปดวินาที แบตเตอรี่ต่ำ	ไม่ต้องแก้ไข ไม่ต้องแก้ไข เปลี่ยนแบตเตอรี่

การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า

! เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมีจุดประสงค์ใช้งานแบบดูแลสุขภาพที่บ้านเป็นหลัก
⚠️ ประสิทธิภาพที่สำคัญของเครื่องนี้คือความแม่นยำของ SpO₂ และอัตราการชีพจร เมื่อใช้ใกล้กับแม่เหล็กไฟฟ้าที่รุนแรงโดยตรง (เช่น ใกล้โทรศัพท์มือถือ เตาไมโครเวฟ เป็นต้น) อาจจะทำให้ผลวัดค่าคลาดเคลื่อนได้ชั่วคราว ดังนั้นโปรดเก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากอุปกรณ์ที่รบกวน
⚠️ ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องวัดออกซิเจนติดหรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นเพราะอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสม หากจำเป็น ควรสังเกตเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องวัดออกซิเจนทำงานได้ตามปกติ
⚠️ ในระหว่างการตรวจวัด ไม่ควรวัดใกล้กับอุปกรณ์สื่อสาร RF แบบพกพา (รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น สายเสื่ออากาศและเสื่ออากาศภายนอก) เกิน 30 ซม. (12 นิ้ว) รวมทั้งสายไฟที่ระบุโดยผู้ผลิต เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์นี้

ตาราง 1 สำหรับ ME EQUIPMENT และ ME SYSTEMS ทั้งหมด

คำแนะนำและประกาศของผู้ผลิต - การปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า		
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมีไว้สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้าที่ระบุด้านล่าง ผู้ใช้งาน และให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ถูกใช้ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว	Emissions test	Compliance Group 1
	RF emissions CISPR 11	Class B

ตาราง 2 สำหรับ ME EQUIPMENT และ ME SYSTEMS ทั้งหมด

คำแนะนำและประกาศของผู้ผลิต - ภูมิคุ้มกันทางแม่เหล็กไฟฟ้า		
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมีไว้สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้าที่ระบุด้านล่าง ผู้ใช้งาน และให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ถูกใช้ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว	IMMUNITY test	Compliance level
Electrostatic discharge(ESD) IEC 61000-4-2	± 8kV contact ± 15kV air	± 8kV contact ± 15kV air
Power frequency (50/60Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m 50Hz or 60Hz	30 A/m 50Hz and 60Hz

ตาราง 3 สำหรับ ME EQUIPMENT และ ME SYSTEMS ทั้งหมด

คำแนะนำและประกาศของผู้ผลิต - ภูมิคุ้มกันทางแม่เหล็กไฟฟ้า						
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมีไว้สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้าที่ระบุด้านล่าง ผู้ใช้งาน และให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ถูกใช้ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว	IMMUNITY test	IEC 60601 test level	Compliance level			
Radiated RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz to 2.7 GHz 80 % AM at 1 kHz	10 V/m 80 MHz to 2.7 GHz 80 % AM at 1 kHz				

ตาราง 4 ข้อกำหนดการทดสอบสำหรับ ENCLOSURE PORT IMMUNITY กับ อุปกรณ์การสื่อสารไร้สาย RF

ความถี่ที่ใช้ทดสอบ (MHz)	Band ^{a)} (MHz)	Service ^{a)}	Modulation ^{b)}	กำลังสูงสุด (W)	ระยะทาง (m)	IMMUNITY Test LEVEL (V/m)
385	380-390	TETRA 400	Pulse modulation ^{b)} 18 Hz	1.8	0.3	27
450	430-470	GMRS 460, FRS 460	FM ^{c)} ± 5 kHz deviation 1 kHz sirle	2	0.3	28
710	704-787	LTE Band 13,17	Pulse modulation ^{b)} 217 Hz	0.2	0.3	9
745						
780	800-960	GSM 800/900, TETRA 800, IDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Pulse modulation ^{b)} 18 Hz	2	0.3	28
810						
870						
930						

1720	1700-1990	GSM 1800; TETRA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Pulse modulation ^{b)} 217 Hz	2	0.3	28
1845						
1970						
2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n RFID 2450, LTE Band 7	Pulse modulation ^{b)} 217 Hz	2	0.3	28
5240	5100-5800	WLAN 802.11 a/n	Pulse modulation ^{b)} 217 Hz	0.2	0.3	9
5500						
5785						

หมายเหตุ: เพื่อให้บรรลุระดับการทดสอบภูมิคุ้มกัน ระยะห่างระหว่างเสื่ออากาศส่งสัญญาณและ ME EQUIPMENT หรือ ME SYSTEM อาจลดลงเหลือ 1 ม. (ระยะทดสอบ 1 ม. ได้รับอนุญาตโดย IEC 61000-4-3)

a) สำหรับ Service บางชนิด จะรวมเฉพาะความถี่uplink เท่านั้น
b) Carrier อาจปรับลดโดยใช้ square wave signal, 50% duty cycle
c) เป็นทางเลือกแทนการปรับลด FM อาจใช้การปรับลดพัลส์ 50% ที่ 18 Hz เพราะในขณะนั้นปริมาณไม่ได้แสดงถึงการปรับลดจริง ซึ่งจะเป็นกรณีที่ย่ำที่สุด

อุปกรณ์เสริม

สายคล้อง 1 เส้น
แบตเตอรี่ AAA จำนวน 2 ก้อน
คู่มือการใช้งาน, บัตรรับประกัน 1 ใบ
การใช้งานแอฟพลิเคชัน (สำหรับ YX110, YX310)
หลังจากเปิดกล่อง ให้ตรวจเช็ครายการอุปกรณ์เสริม และตรวจสอบความเสียหายของเครื่อง หากพบปัญหา กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่
ในระหว่างเวลาประกัน หากต้องการแผนกฟางจร, วัสดุที่จำเป็น และหากพบปัญหาในการบำรุงรักษาแผงวงจรไฟฟ้า กรุณาติดต่อโรงงาน

บัตรรับประกัน

ขอขอบคุณสำหรับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ชื่อย่อสินค้า: เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
รุ่น: อ้างอิงรุ่นแบบเจาะจง
หมายเลขเครื่อง: _____
วันที่ผลิต: _____
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD.
Yunyang Industrial Park 212300 Danyang
Jiangsu PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
www.yuwell.com



European Representative:
Name: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Address: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg Germany
Tel: 0049-40-2513175
Fax: 0049-40-255726
Notified Bodies:
Name: TÜV SÜD Product Service GmbH
Address: Ridlerstr.65, 80339München, Germany

